




KIT DE DÉMONSTRATION - Light

Pour tester le centrage de la lentille et du tube ainsi que leur répétabilité.

Pour tester ce kit, vous devrez fournir :

- Une lentille (diamètre 12 mm, rayon de courbure supérieur à 11,5 mm).
Pour tester un rayon de courbure plus petit, ajouter
1× SRD05 – BAGUE FENDUE D05.
- Une clé à ergot (Thorlabs réf. SPW603 ou équivalent).



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	NOM DE L'ARTICLE	COÛT UNITAIRE	COÛT TOTAL (USD)
2	TMF127QC05	TUBE, MALE-FEMALE, QC05, 25.4MM	\$ 63	\$ 126
1	RQC05	THREADED RING QC05	\$ 23	\$ 23
1 DEMO KIT LIGHT				\$ 149

CONTACTEZ-NOUS

1 866 657-7406 | info@ino.ca

ino.ca    

© 2026 INO. Tous droits réservés

Québec (Siège social)
2740, rue Einstein
Québec (Québec) G1P 4S4
CANADA
418 657-7006

Hamilton
175, Longwood Road South, #316 A
Hamilton (Ontario) L8P 0A1
CANADA
905 529-7016

